


ZERO G



Realizar Teste de funcionamento

V

O funcionamento
está Ajustado?

F

Ajustado

Ajustar
funcionamento.

Vestimento do Paciente

Garantir que o paciente use saias e calças adequadas

Ajustar configurações de acordo
com o uso

Vestir o paciente com a roupa
especial

Certificar-se de que o teto esteja
Assustado corretamente e distribuído
de acordo com o peso do paciente

A distribuição do peso
está correta?

F

Peso
Distribuído

Assustar
Peso

Suspender paciente no ZeroG

Certificar-se que o paciente consegue se mover
livremente dentro do alcance permitido
pelo ZeroG.

